

# Glo-Stick®

**CARICA IN LINEA**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Pratiche capsule monodose che assicurano la massima pulizia e che permettono di aggiungere refrigerante e colorante fluorescente in un'unica operazione.
- I coloranti Spectroline sono i più brillanti sul mercato.
- Disponibile in 4 misure/concentrazioni a seconda della capacità dell'impianto.
- Iniettare il colorante mentre si carica il refrigerante o al collegamento dal lato alto al lato basso.

Cod. Art.	Capsula	Trattare (lubrificante/ refrigerante)	
JAV-1161	0,89 ml	Fino a 445 ml	Fino a 1,3 kg
JAV-1162	15 ml	445 ml – 1,5 l	1,4 – 2,2 kg
JAV-1163	15 ml	1,6 – 3 l	2,3 – 4,5 kg
JAV-1164	15 ml	3,1 – 7,6 l	4,6 – 11,3 kg

Descrizione	Cod. Art.
Glo-Stick 101E (SPE-GS101E-CS) 6 pacchi	<b>JAV-1161 JAV-1157</b>
Glo-Stick 1E (SPE-GS1E-CS) 6 pacchi	<b>JAV-1162 JAV-1158</b>
Glo-Stick 2E (SPE-GS2E-CS) 6 pacchi	<b>JAV-1163 JAV-1159</b>
Glo-Stick 3E (SPE-GS3E-CS) 6 pacchi	<b>JAV-1164 JAV-1160</b>



Carica in linea con refrigerante      Raccordi ¼"

## Glo-Stick® Complete, Kit di Marcatura Fluorescente delle Perdite

**IL KIT COMPRENDE**

Glo-Stick 1E, 2 Glo-Stick 2E, 1 Glo-Stick 3E	x 1
Gruppo tubo da 20 cm con raccordo a bassa perdita e valvola di ritegno	x 1
Capsula di spurgo; 1 Adattatore R-410A	x 1
Torcia LED a luce ultravioletta	x 1
Occhiali che amplificano la fluorescenza	x 1
Detergente Glo-Away+ da 60 ml per colorante fluorescente	x 1
Tappi antigoccia; etichette di manutenzione	x 3

Descrizione	Cod. Art.
Glo-Stick Complete Kit (SPE-HVLGSE)	<b>JAV-1165</b>



Informazioni corrette al momento della stampa.